



Medtronic

LIFEPAK CR^{Plus}

Defibrillator

MIT DEFIBRILLATION KENNEN WIR UNS BESTENS AUS

Vor fast 50 Jahren hat Physio-Control Pionierarbeit auf dem Gebiet der Defibrillations-Technologie geleistet und dadurch Hoffnung für die Hunderttausende von Menschen geschaffen, die jedes Jahr einen plötzlichen Herzstillstand erleiden. Krankenhäuser, Rettungsdienste, Angehörige von häufig mit Notfallsituationen konfrontierten Berufsgruppen ("Targeted Responders") und andere ausgebildete Ersthelfer verlassen sich täglich auf unsere LIFEPAK Produkte, bei äußerst kritischen Herznotfällen und in schwierigsten Situationen.

1998 hat Physio-Control seine Kräfte mit Medtronic, Inc. gebündelt. Medtronic, weltweit die Nummer eins auf dem Gebiet der Medizintechnik, bietet bei chronischen Erkrankungen des Herzens, der Gefäße und des Nervensystems Lösungen auf Lebenszeit an. Ein besonders wichtiges Produkt, der implantierbare Defibrillator, schützt Patienten vor nachfolgenden Herzereignissen und ermöglicht ihnen somit die Rückkehr zu einem aktiven und erfüllten Leben.

Viele unserer Kunden wünschen sich kein Einzelgerät, sondern eine Komplettlösung. Daher bieten wir eine umfassende Palette von Dienstleistungen und ergänzenden Produkten an, denen man unseren unermüdlichen Einsatz für Qualität, Innovation, Zuverlässigkeit und Service anmerkt. Denn ein Ziel verfolgen wir gemeinsam mit unseren Kunden ganz leidenschaftlich: mehr Leben retten.



Medtronic Physio-Control
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel: 425.867.4000
Fax: 425.867.4121
www.physiocontrol.com
www.medtronic.com

Europa
Tolochenaz, Schweiz
Tel: 41.21.803.8000
Fax: 41.21.803.8099

Schweiz
Tolochenaz, Schweiz
Tel: 41.21.803.8000
Fax: 41.21.803.8099

Kanada
Mississauga, Ontario
Tel: 905.826.6620
Fax: 905.826.6620

Vereinigtes Königreich, Irland
Walsford, Großbritannien
Tel: 44.1923.212.213
Fax: 44.1923.241.004

Frankreich
Boulogne-Billancourt, Frankreich
Tel: 33.1.55.38.1700
Fax: 33.1.55.38.1800

Deutschland
Düsseldorf, Deutschland
Tel: +49 211 529 30
Fax: 49.211.529.31.00

Österreich
Wien, Österreich
Tel: 43.1.240.44.160
Fax: 43.1.240.44.600

Italien
Mailand, Italien
Tel: 39.02.66.16.41
Fax: 39.02.642.74.88

Niederlande
Kerkrade, Niederlande
Tel: 31.45.566.8000
Fax: 31.45.566.8668

Spanien
Madrid, Spanien
Tel: 34.91.625.04.00
Fax: 34.91.650.74.10

Skandinavien
Järfälla, Schweden
Tel: 46.8.52.22.00.00
Fax: 46.8.52.22.00.50

Asien und Pazifikraum
Christchurch, Neuseeland
Tel: 64.3.3794.429
Fax: 64.3.3792.374

Lateinamerika
Sunrise, Florida USA
Tel: 954.835.4042
Fax: 425.885.6507

Mittlerer Osten
Beirut, Libanon
Tel: 961.1.370.670
Fax: 961.1.364.164

Ungarn
Budapest, Ungarn
Tel: 36.1.214.2228
Fax: 36.1.214.2230

Polen
Warschau, Polen
Tel: 48.22.465.69.00
Fax: 48.22.465.69.17

Tschechische Republik
Christchurch, Neuseeland
Tel: 420.2.2017.2277
Fax: 420.2.2056.1617

Volksrepublik China
Shanghai, China
Tel: 86.21.50800998
Fax: 86.21.50800978

Südafrika
Bedfordview, Südafrika
Tel: 27.11.677.4800
Fax: 27.11.616.1104

Japan
Kawasaki, Kanagawa, Japan
Tel: 81.44.540.6502
Fax: 81.44.540.6170

Australien
Sydney, Australien
Tel: 61.2.9879.5999
Fax: 61.2.9879.5100

PHYSIO-CONTROL und LIFEPAK sind eingetragene Warenzeichen der Medtronic Physio-Control Corp. ADAPTIV und QUIK-PAK sind Warenzeichen der Medtronic Physio-Control Corp. Medtronic ist ein eingetragenes Warenzeichen von Medtronic, Inc. Spezifikationen können jederzeit unangekündigt geändert werden.
©2003 Medtronic, Physio-Control Corp.

MIN 130231-040 / CAT. 26500-001255

Lebensrettung leicht gemacht

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR



Falls Sie jemals zu einem plötzlichen Herzstillstand hinzukommen, müssen Sie helfen. Eine HLW reicht nicht aus — die einzig wirksame Behandlung beim plötzlichen Herzstillstand ist Defibrillation.

Medtronic, weltweit die Nummer eins auf dem Gebiet der Medizintechnik, hat den Defibrillator LIFEPAK CR Plus speziell für Personen entwickelt, die als Erste zu einem plötzlichen Herzstillstand hinzukommen. Das Gerät wurde für kaum ausgebildete und selten geforderte Ersthelfer konzipiert. Daher kann es bei

einem Herznotfall, wenn jede Sekunde zählt, völlig problemlos und intuitiv bedient werden. Es ist wirklich kinderleicht.

Der CR Plus bietet die Qualität und Leistungsfähigkeit, die von der großen Mehrheit aller Rettungsteams weltweit bevorzugt wird. Der schmale und leichte CR Plus verwendet die neueste biphasische ADAPTIV™-Technologie, und stellt einmal mehr die für alle LIFEPAK Produkte typischen, hohen Qualitätsstandards unter Beweis und bietet wie alle LIFEPAK Produkte die bewährte 1-2-3-Bedienung.*




Ihr Partner bei der
Rettung eines Lebens.


CR Plus LEBENSRETTUNG LEICHT GEMACHT



EINFACH IN DER ANWENDUNG
Da ein plötzlicher Herzstillstand überall und jederzeit eintreten kann, sind häufig Laien als Ersthelfer am Ort des Geschehens. Der CR Plus ist so ausgelegt, dass ihn auch völlig unerfahrene Personen auf niedrigstem Ausbildungsstand in einer Notfallsituation bedienen können. Für die lebensrettende Behandlung sind nur drei Schritte erforderlich. Der CR Plus sagt Ihnen genau, was Sie tun müssen. Die QUIK-PAK™ Elektroden sind bereits angeschlossen und lassen sich einfach öffnen und anbringen. Dabei zeigen Ihnen entsprechende Abbildungen, wie Sie die Elektroden schnell an den richtigen Stellen befestigen.



HALBAUTOMATISCH ODER VOLLAUTOMATISCH: SIE HABEN DIE WAHL
Bei der halbautomatischen Ausführung des CR Plus untersuchen Sie zuerst die vom plötzlichen Herzstillstand betroffene Person, öffnen dann das Gerät und bringen die Elektroden an. Das Gerät analysiert den Herzrhythmus und fordert Sie auf, den entsprechenden Knopf zu drücken, wenn das Herz einen Schock benötigt. Bei der vollautomatischen Ausführung des CR Plus sind nur die beiden ersten Schritte erforderlich, alles andere macht das Gerät.



DIE NEUESTE TECHNOLOGIE
Unsere biphasische ADAPTIV™-Technologie stellt die Therapie automatisch auf die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten ein. Das Gerät kann zusätzliche Schocks mit höherer Energie (bis zu 360 Joule) abgeben, wenn das Herz auf den ersten Schock nicht reagiert. Dadurch erhöht sich häufig die Erfolgchance der Defibrillation, und es können mehr Leben gerettet werden.



EIN PAKET ALS KOMPLETTLÖSUNG
Wählen Sie aus einem Angebot von Produkten und ergänzenden Dienstleistungen: medizinische Unterweisung, staatliche Registrierung und Meldung, Preisgestaltungs- und Leasing-Optionen, Standortprüfungen, Trainings- und Auffrischkurse, Kunden-Support, Wartung und Erfassung von Programmdetails. (Einige Komponenten sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.)



OPTIONEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE BEDÜRFNISSE
Der LIFEPAK CR Plus wurde speziell für den kaum ausgebildeten, gelegentlichen Retter entwickelt. Falls ein Defibrillator für häufigeren Einsatz unter härteren Bedingungen benötigt wird, empfehlen wir das Modell LIFEPAK 500 AED. Dies ist die erprobte und bewährte Wahl der Rettungsprofis, ein Gerät, für das sich Rettungsteams in aller Welt mit großer Mehrheit entscheiden.

Mit Hilfe des LIFEPAK CR Plus können Sie einen Defibrillationsschock abgeben, der ein Menschenleben retten könnte. Nachdem Sie sich vom Atemstillstand oder der Bewusstlosigkeit des Patienten überzeugt haben, tun Sie einfach Folgendes:

1 Drücken Sie die Taste, um die Abdeckung zu öffnen und den Defibrillator einzuschalten.



2 Ziehen Sie am Griff, um die Elektroden freizulegen und wie abgebildet an der Brust des Betroffenen anzubringen.



3 Drücken Sie auf Aufforderung die blinkende Taste.*



*Auch als vollautomatisches Modell erhältlich, bei dem nur Schritt 1 und 2 erforderlich sind.